

BRAZAL + TUBO NIBP

Adulto - Desfibrilador ZOLL

ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MONITOREO



Conjunto brazal adulto con tubo NIBP integrado y conector de una muesca, listo para usar.

Comprime la arteria braquial y transmite la señal de presión



Brazal: 25 a 35 cm

Verija interna: 13.1 x 23.5 cm → compresión uniforme.

Material suave y comfortable.

Material libre de látex, para pacientes con sensibilidad o alergia.

Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

