

BRAZAL ADULTO

Talla 9

ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MONITOREO



Verija interna: 13.5 x 23 cm
→ **compresión uniforme.**

Brazal: 27 a 35 cm

Material suave y comfortable.

Reusable.

Material libre de látex,
para pacientes con
sensibilidad o alergia.

Para monitor modular
y multiparamétrico.

Brazalete adulto estándar para NIBP con
conexión tipo bayoneta, color marrón.

Comprime la arteria braquial del paciente
adulto para medición de presión arterial
sistólica, diastólica y media.

Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

