

BRAZAL PEDIÁTRICO

Marca: Wagner

ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MONITOREO



Comprime la arteria braquial del paciente pediátrico para medición de presión arterial sistólica, diastólica y media.

Brazal: 18 a 26 cm

Material suave y confortable.

Material libre de látex, para pacientes con sensibilidad o alergia.

Para monitor modular y multiparamétrico.

Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

