

CABLE ECG

12 Derivaciones - 10 puntas

ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MONITOREO



Cable ECG de 10 puntas de colores para conexión a los electrodos del paciente. Genera ECG diagnóstico de 12 derivaciones.

COMPATIBILIDAD

- **Monitor Modular PM-2000M - Módulo XM2**
(Requiere cable troncal ECG 10)

Material libre de látex, flexible resistente a torsiones y dobleces repetitivos.

10 puntas codificadas por color para identificación rápida de cada derivación.

Diseñado para conexión directa al bloque del cable troncal ECG 12 derivaciones.

Conectores macho de 10 pines cada uno.



Contáctanos

www.deltamedic.com/

Blvd. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

