

CABLE ECG

3/5 derivaciones - Puntas caimán

ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MONITOREO



Cable ECG de 3-5 derivaciones con terminales tipo caimán codificadas por color.

COMPATIBILIDAD

- **Monitor Modular PM-2000M - Módulo XM1**
(Requiere cable troncal ECG 5)

Material libre de látex, flexible resistente a torsiones y dobleces repetitivos.

5 pinzas caimán: Negro (LA), Rojo (LL), Marrón (V), Verde (RL) y Blanco (RA).

10 pines macho para conexión al cable troncal.

Compatible con electrodos desechables estándar del mercado.

Conexión firme y segura al electrodo sin riesgo de desconexión accidental.



Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

