


CABLE ICG 4 PINZAS

Cardiodynamics

ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MONITOREO



Capta la señal de bioimpedancia del paciente y la transmite al cable principal ICG.

COMPATIBILIDAD


- **Cable principal Cardiodynamics**
(2 ranuras de 6 pines macho)

Material biocompatible y atraumático para mayor confort durante el monitoreo.

4 pinzas codificadas por color: azul, morado, verde claro y amarillo fuerte.

Resistente al uso continuo en entornos de UCI y cardiología.

Libre de látex.



Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

