

SENSOR DE OXIMETRÍA

Tipo dedo - Adulto Solaris

ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MONITOREO



Medición continua y no invasiva de SpO2 y Frecuencia de pulso en el paciente adulto.

COMPATIBILIDAD

- **Exclusivo para equipo Solaris.**
(con extensión)

Material resistente al uso clínico continuo en UCI, urgencias y hospitalización.

Material libre de látex, suave y atraumático.

D-Sub de 7 pines con muesca.

Sensor para el dedo.



Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

