

SENSOR DE OXIMETRÍA

Tipo soft - Adulto

ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MONITOREO



Medición continua y no invasiva de SpO2 y Frecuencia de pulso en el paciente adulto.

COMPATIBILIDAD

- **PO-100B.**
- **PM-2000M, PM-2000XL, PM-2000XL+**
(con extensión)

Conector D-Sub de 9 pines para conexión .

Material libre de látex, suave y atraumático.

Material resistente al uso clínico continuo en UCI, urgencias y hospitalización.



Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

