

SENSOR DE TEMPERATURA

Cutáneo - Beige

ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MONITOREO



Mide de forma continua y no invasiva la temperatura cutánea del paciente.

Uso en adulto y pediátrico.

Material biocompatible y atraumático para uso prolongado, libre de látex.

Sensor de disco para aplicación directa sobre la piel.

Color beige para identificación rápida entre sondas.

Respuesta térmica rápida para obtención ágil del parámetro.

Conector YSI 400.



Contáctanos

www.deltamedic.com/

Blvd. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

