

SENSOR DE TEMPERATURA

Cutáneo - Beige

ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MONITOREO



Mide de forma continua y no invasiva la temperatura cutánea del paciente.

Color beige para identificación rápida entre sondas.


Sensor de disco para aplicación directa sobre la piel.

Material biocompatible y atraumático para uso prolongado, libre de látex.

Conector YSI 400.

Uso en adulto y pediátrico.

Respuesta térmica rápida para obtención ágil del parámetro.



Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

