

CABLE TIERRA FÍSICA

PINZA + PUNTA DELGADA

ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MONITOREO



Cable con pinza en un extremo y plug auxiliar macho de 3.5mm en el otro. Establece la conexión a tierra del equipo médico protegiéndolo de corrientes de fuga.


**Cumple con
normas IEC
60601-1.**



**Constructor que
soporta las
condiciones del
entorno hospitalario.**

**Conductor de baja
resistencia para
máxima eficiencia de
la conexión a tierra.**

**Aislamiento
reforzado para
protección del
usuario durante
la conexión.**



Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

