


CABLE TIERRA FÍSICA

PINZA + PUNTA GRUESA

ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MONITOREO




Cable con pinza en un extremo y plug invertido macho de 6.35mm en el otro. Establece la conexión a tierra del equipo médico protegiéndolo de corrientes de fuga.

Constructor que soporta las condiciones del entorno hospitalario.

Conductor de baja resistencia para máxima eficiencia de la conexión a tierra.

Aislamiento reforzado para protección del usuario durante la conexión.

Cumple con normas IEC 60601-1.



Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

