

CABLE TRONCAL ECG

12 derivaciones

ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MONITOREO



Cable troncal para adquisición de ECG de 12 derivaciones. Pieza central del sistema ECG12.

COMPATIBILIDAD


- **Monitor Modular PM-2000M - Módulo XM2**
(Requiere cable ECG 10 puntas)

Cable reforzado y resistente al uso clínico continuo.

Blindaje de señal para minimizar interferencias eléctricas del entorno hospitalario.

Codificación por color y etiquetado en el bloque para identificación rápida de cada entrada.

Conector hembra de 20 pines.



Bloque troncal central para conexión de los cables del paciente.

Conector macho de 12 pines para conexión al módulo del monitor modular.



Contáctanos

www.deltamedic.com/

Blvd. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

