

CABLE TRONCAL ECG

3/5 derivaciones

ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MONITOREO



Cable troncal para adquisición de 3-5 derivaciones ECG para monitor modular.

COMPATIBILIDAD

- **Monitor Modular PM-2000M - Módulo XM1**
(Requiere cable ECG 5 puntas)


**Material libre de látex,
flexible resistente a
torsiones y dobleces
repetitivos.**

**Blindaje de señal para
minimizar interferencias
eléctricas del entorno
hospitalario.**

**Conector hembra de 10
pines para cable de
puntas del paciente.**



**Conector macho de 12
pines para conexión al
módulo del monitor
modular.**



Contáctanos

www.deltamedic.com/

Blvd. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

