

COLLARÍN PLOMADO

611 NSL / KELLY GREEN DIAMOND

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA






**0.5
mm**
DE PLOMO

FDA
CERTIFICACIÓN

- ✓ Protector de tiroides
- ✓ Diseño discreto y cómodo
- ✓ Incluye ribete y cierre trasero de velcro



Largo

57.15 cm

Babero

22.9 x 14 cm



Pídelo Ahora

Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com



Shielding INC
International