

GUANTES PLOMADOS

100V / AZUL

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA





**0.5
mm**
DE PLOMO

FDA
CERTIFICACIÓN

- ✓ Guantes de vinilo sin costuras
- ✓ Cubierta flexible y forro de espuma
- ✓ Moldeados por inmersión

Unitalla

38 cm





Pídelo Ahora

Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com



Shielding INC
International