


PROTECTOR DE GONADAS

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA





- ✓ Set de 3 (una pieza de cada tamaño)
- ✓ Con cierre de cinta-lazo

CH	MED	GDE
11.6 x 14 cm	15.8 x 19.5 cm	19.3 x 23.3 cm





Pídelo Ahora

Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

