

SENSOR DE OXIMETRÍA

**Tipo envolverte
Neonatal Biolight**

ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MONITOREO



Medición continua y no invasiva de SpO2 y Frecuencia de pulso en el paciente neonato.

COMPATIBILIDAD

- **Exclusivo para equipo Biolight.**

Material resistente al uso clínico continuo en UCI, urgencias y hospitalización.

Conector de 6 pines con dos muescas de conexión a equipo.

Fijación segura y atraumática en pie o mano del neonato.

Material suave y libre de látex, compatible con la piel sensible del neonato.

Cable azul para identificación rápida del accesorio marca Biolight.



Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

