

ELECTROBISTURÍ

ADVANCED INSTRUMENTATIONS
ESU-400



EL GENERADOR ELECTROQUIRÚRGICO ADVANCED® ESU-400 ES UNA UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA DE MULTI APLICACIONES DE 400 VATIOS PARA USO EN EL QUIRÓFANO Y EL CENTRO QUIRÚRGICO MODERNOS. CUENTA CON FUNCIONES TANTO MONOPOLARES COMO BIPOLARES PARA SATISFACER TODAS LAS DEMANDAS QUIRÚRGICAS CON SEGURIDAD, FLEXIBILIDAD, CONFIABILIDAD Y CONVENIENCIA.

CUMPLIMIENTO
CON LA NORMA
DE **CALIDAD**
ISO 13485

**GARANTÍA DE
DOS AÑOS**
CONTRA
DEFECTOS DE
FABRICACIÓN

PROTECCIÓN
CONTRA
**DESCARGAS DE
DEFIBRILADOR**

- SISTEMA DE CONTROL DE 3 ZONAS PARA UNA FÁCIL OPERACIÓN.
- PANTALLA LED INDIVIDUAL PARA CADA ZONA.
- AVANZADA Y PRECISA TECNOLOGÍA DE CONTROL DE SALIDA DE POTENCIA.
- FUNCIONES MONOPOLAR Y BIPOLAR.
- SIETE MODOS DE FUNCIONAMIENTO.
- MINIMAL 1 VATIO SISTEMA DE CONTROL DE POTENCIA MICRO PARA ASEGURAR UN EFECTO ÓPTIMO.
- FUNCIONES DE ALARMA MÚLTIPLES.
- LUZ DE ADVERTENCIA DE SALIDA Y SONIDO.

- ▶ CONTROL DEL VOLUMEN.
- ▶ TERMINACIÓN AUTOMÁTICA PARA SALIDA CONTINUA.
- ▶ EL PEGADO MÍNIMO Y LA CARBONIZACIÓN REDUCEN EL DAÑO DE LA CIRUGÍA.
- ▶ DOBLE CONTROL DE SALIDA DE POTENCIA, INTERRUPTOR DE MANO Y PIE.
- ▶ PROTECCIÓN CONTRA EL EFECTO DE DESCARGA DEL DESFIBRILADOR.
- ▶ MODO DE TRABAJO: CARGA INTERMITENTE Y FUNCIONAMIENTO CONTINUO.

TECNOLOGÍA
DE CONTROL
PRECISA

CARBONIZACIÓN Y
ADHERENCIA MÍNIMA

7 MODOS DE
OPERACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	- DIMENSIONES - PESO	20 "(L) x 17" (W) x 12 "(H) 29 libras		
TÉCNICO	1.CATEGORÍA 2.PODER 3.POTENCIA DE ENTRADA 4.PARTE DE TRABAJO 5.MODO DE TRABAJO 6.EFECTO DE DESCARGA	1.CLASE I, TIPO BF 2.MONOFÁSICO, AC110V, 50 / 60HZ 3.≤600VA 4.AISLADO DE LA TIERRA 5.CARGA INTERMITENTE Y FUNCIONAMIENTO CONTINUO 6.PROTECCIÓN CONTRA EL DESFIBRILADOR		
MODO	CORTE	PURO 400 WATTS	MEZCLA 1 250 WATTS	MEZCLA 2 200 WATTS
MODO	COAGULACIÓN	STD 100 WATTS	PULVERIZAR 80 WATTS	
MODO	BIPOLAR	COAGULACIÓN 70 WATTS	CORTE 100 WATTS	
AMBIENTE	1.CONDICIONES DE TRABAJO 2.HUMEDAD 3.PRESIÓN ATMOSFÉRICA	1.TEMPERATURA: 10 °C ~ 40°C 2.30% ~ 75% 3.700HPA ~ 1060HPA		