OXÍMETRO DE PULSO

PO-100B

EQUIPO DE MONITOREO DE PACIENTE



DELTA® Equipo y Mobiliario Médico | Advanced Instrumentations

DESCRIPCIÓN

MEDICIONES PRECISAS DE SPO2 Y FRECUENCIA DE PULSO, CON TENDENCIAS, ALARMAS Y ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA UNA VIGILANCIA CONTINUA Y EFICIENTE.



CARACTERÍSTICAS

3
NIVELES DE SENSIBILIDAD: ALTA, MEDIA Y BAJA.

120s
SILENCIADOR DE ALARMAS

100
IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES

36
HORAS DE FUNCIONAMIENTO

- DISEÑO COMPACTO Y LIGERO
- BATERÍA RECARGABLE

MODOS DE VISUALIZACIÓN

- Número Grandes: SpO2, PR (pulse rate o frecuencia de pulso) y gráfico de barras visualizados.
- Modos de forma de onda: SpO2, PR, gráfico de barras y pletismograma visualizados.

Tendencias numéricas y gráficas: Visualice la evolución del paciente y detecte cambios oportunamente.

ALARMAS CONFIGURABLES

- Spo2 alta o baja.
- Frecuencia de Pulso alta o baja.

Diseñado para pacientes adultos, pediátricos y neonatales.





APLICACIONES

- Hospitalización
- Traslado de pacientes (ambulancias)
- Neonatología
- Pediatría
- Consultorios

✓ Alimentación universal 100-240V

INCLUYE

- Sensor adulto reusable
- Base cargador
- Batería recargable
- Estuche
- Correa





CERTIFICADOS







Contáctanos

www.deltamedic.com/

Blvd. Héroes del 5 de Mayo No.115
Col. Gabriel Pastor 2da Sección.
C.P. 72425
Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980
(222) 211 - 6113
(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

DELTA®
Equipo y Mobiliario Médico

Advanced
Instrumentations